

Anticorps Monoclonal Anti-Casein Kinase 1 Alpha (Csnk1A1) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P48729

Numéro d'article: CM0011463



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) humaine. Validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les applications de recherche sur la signalisation Wnt, le cycle cellulaire et les kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) Lapin mAb
Remarques/Alias	CK1; CK1a; CK1α; HLCDGP1; PRO2975; HEL-S-77p; Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1452
GeneID	1452
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 238-337 de la Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) humaine (P48729).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48729
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace