

Anticorps Polyclonal Anti-Caséine Kinase 1 Alpha (Csnk1A1) Pour Wb - P48729

Numéro d'article: CM0019836



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le CSNK1A1 humain, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat pour l'étude de la signalisation Wnt et de l'activité kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caséine Kinase 1 alpha (CSNK1A1) Lapin pAb
Remarques/Alias	CK1, CK1a, CKIa, HLCDGP1, PRO2975, HEL-S-77p
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1452
ID de gène	1452
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 238-337 de la Caséine Kinase 1 alpha humaine (CSNK1A1) (NP_001883.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48729
Poids moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace