

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Protéine Kinase 2 De La Caséine Alpha (Csnk2A1) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P68400

Numéro d'article: CM0013901



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-protéine kinase 2 de la caséine alpha (CSNK2A1), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude du cycle cellulaire, de l'apoptose et de la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Protéine kinase 2 de la caséine alpha (CSNK2A1), anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	CKII ; Cka1 ; Cka2 ; CK2A1 ; OCNDS ; protéine kinase 2 de la caséine alpha (CSNK2A1)
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	1457
ID du gène	1457
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-391 de la protéine kinase 2 de la caséine alpha humaine (CSNK2A1) (NP_001886.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P68400
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac réfrigérant