

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Caséine Kinase 2 Alpha (Csnk2A1) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68400

Numéro d'article: CM0023583



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la Caséine Kinase 2 alpha (CSNK2A1) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude du cycle cellulaire, de l'apoptose, de la transcription et de la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Caséine Kinase 2 alpha (CSNK2A1) pAb de lapin
Remarques/Alias	CKII ; Cka1 ; Cka2 ; CK2A1 ; OCNDS ; Caséine Kinase 2 alpha (CSNK2A1)
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1457
ID du gène	1457
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-391 de la Caséine Kinase 2 alpha (CSNK2A1) humaine (NP_001886.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P68400
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace