

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Casein Kinase 2 Beta (Csnk2B) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P67870

Numéro d'article: CM0022947



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Casein Kinase 2 beta humaine (CSNK2B), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de CK2, de la voie Wnt et des infections par l'EBV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Casein Kinase 2 beta (CSNK2B), anticorps polyclonal de lapin
Remarques/alias	G5A ; CK2B ; CK2N ; Ckb1 ; Ckb2 ; CSK2B ; POBINDS
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1460
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 215 de la Casein Kinase 2 beta humaine (CSNK2B) (NP_001311.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P67870
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Poche de glace