

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cask Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14936

Numéro d'article: CM0021181



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) dirigé contre la protéine CASK humaine recombinante (aa 1-300). Pour WB, IF/ICC, ELISA. Idéal pour la recherche sur l'échafaudage protéique synaptique et la signalisation kinase. Réactif avec l'espèce humaine. UniProt : O14936.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CASK Rabbit pAb
Remarques / Alias	CMG; FGS4; LIN2; TNRC8; hCASK; CAGH39; CAMGUK; MICPCH; MRXSNA; CASK
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	8573
GeneID	8573
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O14936
Poids de la protéine	105 kDa
Expédition	Sac de glace