

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Casp8Ap2 Pour Wb, Elisa - Q9UKI3

Numéro d'article: CM0017406



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CASP8AP2 humaine (FLASH), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'espèce humaine. Cible les acides aminés 1733-1982. Idéal pour étudier l'activation de NF-κB induite par le TNF, l'apoptose et le traitement de l'ARNm des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CASP8AP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CED-4; FLASH; RIP25; CASP8AP2
Espèce cible	Humaine
GeneID (humain)	9994
GeneID	9994
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1733-1982 de la CASP8AP2 humaine (NP_036247.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9UKL3
Poids moléculaire de la protéine	223 kDa
Expédition	Sac de glace