

Anticorps Monoclonal Anti-Caspase-1 Pour Wb, Elisa - P29452

Numéro d'article: CM0002772

Introduction

Cet anticorps monoclonal de rat contre la Caspase-1 de souris (ICE, Il1bc) est validé pour le Western blot et l'ELISA, soutenant la recherche sur l'inflammasome et la pyroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal anti-Caspase-1 de rat
Remarques/Alias	ICE ; Il1bc
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	834
GeneID	12362
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P29452
Poids moléculaire protéique	46 kDa
Expédition	Sac de glace