


Anticorps Polyclonal Anti-Caspase-1 Pour Wb, If-P, Elisa - P29466

Numéro d'article: CM0022380



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Caspase-1 (ICE) pour WB, IF-P, ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les recherches sur le traitement de l'IL-1 β médié par l'inflammasome, la pyroptose et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caspase-1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ICE ; P45 ; IL1BC ; CASP1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	834
ID du gène	834
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 198-297 de CASP1 humain (NP_150634.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P29466
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace