

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Caspase-1 Pour Wb, Elisa - P29452

Numéro d'article: CM0005974

Introduction

mAb lapin Caspase-1 (P29452) validé pour WB, ELISA chez la souris. Anticorps recombinant ciblant les acides aminés 119-296. Essentiel pour l'étude des réponses inflammatoires et des voies de la pyroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin Caspase-1
Remarques/Alias	ICE; IL1bc
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	834
GenelD	12362
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 119-296 de la CASP1 de souris (NP_033937.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P29452
Poids moléculaire	46 kDa
Expédition	Sac de glace