

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Caspase-1 Pour Wb Et Elisa - P29452

Numéro d'article: CM0021772

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Caspase-1 de souris (ICE). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte une protéine d'environ 46 kDa fortement exprimée dans la rate et les poumons. Convient pour la recherche sur l'inflammation et la pyroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Caspase-1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ICE; IL1bc; CASP1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	834
GeneID	12362
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de la CASP1 de souris (NP_033937.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P29452
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace