


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Caspase-1 Pour Wb, If-P, Elisa - P29466

Numéro d'article: CM0022083



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Caspase-1 humaine (ICE, IL1BC). Validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux recherches sur l'inflammation, la pyroptose et le traitement de l'IL-1 β .

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-Caspase-1 de lapin
Remarques/Alias	ICE ; P45 ; IL1BC
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	834
GeneID	834
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120 à 297 de la Caspase-1 humaine (NP_150634.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P29466
Poids moléculaire	45 kDa
Expédition	Sac de glace