


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Caspase-1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P29466

Numéro d'article: CM0016000



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Caspase-1 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les voies d'inflammation et de pyroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Caspase-1
Remarques/Alias	ICE ; P45 ; IL1BC ; Caspase-1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	834
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 201-300 de la Caspase 1 humaine (NP_150634.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29466
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace