

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Caspase-12 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Uxs9

Numéro d'article: CM0018667

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Caspase-12 validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Régulateur négatif des réponses inflammatoires ; idéal pour les études sur l'immunité innée et la voie NF-kB - Q6UXS9.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caspase-12 Lapin pAb
Remarques / Alias	CASP-12 ; CASP12P1 ; Caspase-12
Espèce	Humain
GenelD (humain)	100506742
GenelD	100506742
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de la Caspase-12 humaine (NP_001177945.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q6UXS9
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace