

Anticorps Monoclonal Anti-Caspase-14 Pour Wb, Elisa - P31944

Numéro d'article: CM0004814

Introduction

Validé pour Western blot et ELISA, cet anticorps monoclonal de lapin dirigé contre Caspase-14 détecte des cibles humaines, murines et de rat, et soutient la recherche sur la différenciation épidermique, la kératinisation et la fonction des kératinocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caspase-14 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ARCI12 ; Caspase-14
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23581
GeneID	23581
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de la Caspase-14 humaine (P31944).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31944
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sachet de glace