

Anticorps Polyclonal Anti-Caspase-14 Pour Wb, Elisa - P31944

Numéro d'article: CM0027597

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Caspase-14 validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la différenciation épidermique et l'apoptose des kératinocytes. Poids protéique de 28 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caspase-14 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARCI12; Caspase-14
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23581
ID de gène	23581
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-242 de la Caspase-14 humaine (NP_036246.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31944
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace