


Anticorps Monoclonal Anti-Caspase-2 Pour Wb, Elisa - P42575

Numéro d'article: CM0004574



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Caspase-2 validé pour WB et ELISA sur échantillons humains. Détecte le proenzyme de 51 kDa. Régulateur clé de l'apoptose via le complexe PIDDosome. Usage recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin Caspase-2
Remarques/Alias	ICH1 ; NEDD2 ; CASP-2 ; NEDD-2 ; PPP1R57 ; Caspase-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	835
GeneID	835
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 334-452 de la Caspase-2 humaine (P29594).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P42575
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace