


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Caspase-2 Pour Wb Et Elisa - P42575

Numéro d'article: CM0028584



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Caspase-2 validé pour des applications en Western blot (WB) et ELISA. Il réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat, et détecte la protéine caspase-2 de 51 kDa. Convient pour la recherche sur l'apoptose et la voie du PIDDosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caspase-2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ICH1; NEDD2; CASP-2; NEDD-2; PPP1R57; Caspase-2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	835
Identifiant de gène	835
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 153 à 452 de la Caspase-2 humaine (NP_116764.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42575
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac isotherme