


Anticorps Monoclonal Anti-Caspase-3 Pour Wb, Elisa - P42574

Numéro d'article: CM0003942



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO ciblant la Caspase-3, une caspase exécutrice clé de l'apoptose. Adapté pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-Caspase-3
Remarques/Alias	CPP32 ; SCA-1 ; CPP32B ; -3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	836
ID du gène	836
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-175 de la Caspase-3 humaine (P42574)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P42574
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace