


Anticorps Monoclonal Anti-Caspase-3 Pour Wb, Elisa - P42574

Numéro d'article: CM0003752



Introduction

Anticorps monoclonal de souris anti-caspase-3 validé pour WB et ELISA, spécifique à la caspase-3 humaine et murine. Idéal pour l'analyse de la voie d'apoptose, la détection de la caspase-3 clivée et la recherche sur la mort cellulaire programmée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de souris anti-caspase-3
Remarques/Alias	CPP32 ; SCA-1 ; CPP32B ; Caspase-3
Identifiant du gène (Humain)	836
Identifiant du gène	836
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 55-160 de la caspase-3 humaine (P42574).
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P42574
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace