


Anticorps Polyclonal Anti-Caspase-3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42574

Numéro d'article: CM0024244



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Caspase-3 humaine, adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'apoptose et les caspases effectrices.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin Caspase-3
Remarques/Alias	CPP32 ; SCA-1 ; CPP32B ; -3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	836
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 55-160 de la Caspase-3 humaine (NP_004337.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42574
Poids moléculaire protéique	32 kDa
Expédition	Sac de glace