


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Caspase-3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P42574

Numéro d'article: CM0003138



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Caspase-3 humaine (SWISS P42574) pour la recherche sur l'apoptose. Validé en WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Détecte une bande de 32 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Caspase-3
Remarques/Alias	CPP32 ; SCA-1 ; CPP32B
Espèce	Humain
ID de gène	836 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 176-277 de la Caspase-3 humaine (NP_004337.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42574
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace