


Anticorps Monoclonal Anti-Caspase-6 Pour Wb, Elisa - P55212

Numéro d'article: CM0005434



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-Caspase-6 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Détecte la caspase-6 humaine, souris et rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, la neurobiologie et l'immunité innée. - P55212.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Caspase-6 Rabbit mAb
Remarques/Alias	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	839
GeneID	839
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétisé dérivé de la Caspase-6 humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55212
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace