

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Caspase-6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55212

Numéro d'article: CM0002635

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-Caspase-6 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte la caspase-6 humaine et murine (33 kDa), une protéase médiant l'apoptose, la PANoptose et la défense antivirale. Matériau brut pour DIV à usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Caspase-6 mAc Lapin
Remarques/Alias	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	839
ID de Gène	839
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de la Caspase-6 humaine (P55212).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P55212
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace