


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Caspase-6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P55212

Numéro d'article: CM0007475



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Caspase-6 pour WB, IHC-P, ELISA détectant une protéine de 33 kDa chez l'humain, la souris et le rat. Convient pour les applications de recherche en apoptose et virologie, y compris les études sur la PANoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Caspase-6 Rabbit mAb
Remarques/Alias	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	839
GeneID	839
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 150-250 de la Caspase-6 humaine (P55212).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55212
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace