


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Caspase-6 Pour Wb - P55212

Numéro d'article: CM0002744



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Caspase-6 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, la mort cellulaire et la neurodégénérescence. - P55212

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Caspase-6
Remarques/Alias	MCH2 ; CSP-6 ; caspase-6 ; Caspase-6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	839
GeneID	839
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-162 de la Caspase-6 humaine (P55212).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P55212
Poids protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace