


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Caspase-6 Pour Wb, Elisa - P55212

Numéro d'article: CM0020029



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Caspase-6 humaine (SWISS P55212). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec l'humain et la souris. Essentiel pour la recherche sur l'apoptose, la dégénérescence axonale et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Caspase-6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MCH2, CSP-6, caspase-6, Caspase-6
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	839
Gene ID	839
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 194-293 de la Caspase-6 humaine (NP_001217.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P55212
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sachet de glace