


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Caspase-7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55210

Numéro d'article: CM0016625



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Caspase-7 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Spécifique à la protéine humaine Caspase-7 pour la recherche sur l'apoptose et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | pAc Lapin Caspase-7                                                                                                          |
| Remarques/Alias     | MCH3; CMH-1; LICE2; CASP-7; ICE-LAP3; Caspase-7                                                                              |
| Espèce              | Humain                                                                                                                       |
| ID de gène (Humain) | 840                                                                                                                          |
| ID de gène          | 840                                                                                                                          |
| Immunogène          | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 150-250 de la Caspase-7 humaine (NP_001218.1) |
| Source              | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS               | P55210                                                                                                                       |
| Poids moléculaire   | 34kDa                                                                                                                        |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                 |