

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Caspase-8 Pour Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O89110

Numéro d'article: CM0009034

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Caspase-8 pour la souris, validé en WB, IP, IF/ICC et ELISA. Cible un initiateur clé de l'apoptose (UniProt O89110) pour la recherche sur la mort cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Caspase-8
Remarques/Alias	MACH ; Mch5 ; FLICE ; CASP-8 ; Caspase-8
Espèce	Souris
GenelD (humain)	841
GenelD	12370
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-218 de la Caspase-8 de souris (NP_033942.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O89110
Poids moléculaire	55 kDa
Expédition	Sac de glace