


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Caspase-8 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14790

Numéro d'article: CM0016659



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Caspase-8 pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, avec réactivité croisée contre humain, souris, rat. Cible la caspase initiateur impliquée dans les voies de l'apoptose, de la pyroptose et de la nécroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caspase-8 pAb de lapin
Remarques / Alias	CAP4 ; MACH ; MCH5 ; FLICE ; ALPS2B ; Casp-8 ; Caspase-8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	841
GeneID	841
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 376 et 479 de la Caspase 8 humaine (NP_203519.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14790
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sachet de glace