

Anticorps Polyclonal Anti-Caspase-9 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55211

Numéro d'article: CM0019252



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la Caspase-9 pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat ; détecte une protéine de 46 kDa. Idéal pour les études sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre la Caspase-9
Remarques/Alias	MCH6 ; APAF3 ; APAF-3 ; PPP1R56 ; ICE-LAP6 ; Caspase-9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	842
Identifiant du gène	842
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 139-416 de la Caspase-9 (NP_001220.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55211
Poids moléculaire de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace