

Anticorps Polyclonal Anti-Caspase-9 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55211

Numéro d'article: CM0013241



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Caspase-9 (pAb) est validé pour Western blot, immunohistochimie, immunofluorescence et ELISA. Il reconnaît la caspase-9 humaine, murine et de rat, ce qui en fait un outil précieux pour les études sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caspase-9 pAb de lapin
Remarques/Alias	MCH6, APAF3, APAF-3, PPP1R56, ICE-LAP6, Caspase-9
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	842
ID du gène	842
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 139-416 de la Caspase-9 (NP_001220.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55211
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace