

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Caspr1 Pour Wb Et Elisa - P78357

Numéro d'article: CM0011302

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Caspr1 de haute qualité pour WB et ELISA, ciblant le CNTNAP1 humain. Validé pour l'étude des jonctions paranodales et de la myélinisation dans le tissu cérébral. 156 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caspr1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CHN3; P190; CASPR; NRXN4; CNTNAP; Caspr1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8506
GeneID	8506
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 700-800 du Caspr1 humain (P78357).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78357
Poids moléculaire	156kDa
Expédition	Sac de glace