


Anticorps Monoclonal Anti-Caspr2/Cntnap2 Pour Wb, Elisa - Q9Uhc6

Numéro d'article: CM0002500



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Caspr2/CNTNAP2 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier l'organisation des jonctions axo-gliales et les maladies neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caspr2/CNTNAP2 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	CDFE ; NRXN4 ; AUTS15 ; CASPR2 ; PTHSL1 ; Caspr2/CNTNAP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26047
GeneID	26047
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1232-1331 de Caspr2/CNTNAP2 humain (Q9UHC6)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UHC6
Poids protéique	148 kDa
Expédition	Sac de glace