

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Casq2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14958

Numéro d'article: CM0020101



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CASQ2 humain (Calséquestrine-2), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le couplage excitation-contraction cardiaque et la signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CASQ2
Remarques/Alias	PDIB2 ; CASQ2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	845
GeneID	845
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-399 du CASQ2 humain (NP_001223.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O14958
Poids moléculaire de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace