


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Casr (Récepteur Sensible Au Calcium Extracellulaire) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P41180

Numéro d'article: CM0007936



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CaSR validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation calcique et l'homéostasie. UniProt P41180.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CaSR mAb lapin
Remarques/Alias	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	846
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 211-310 du CaSR humain (NP_000379.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41180
Poids moléculaire	121 kDa
Expédition	Sac de glace