

Anticorps Polyclonal Anti-Casr Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P41180

Numéro d'article: CM0018461



Introduction

Anticorps Polyclonal (PAb) de Lapin anti-CASR validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le CASR humain, souris, rat. Cible le CASR humain (P41180). Convient pour la recherche sur l'homéostasie du calcium, le rein et la parathyroïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CASR Lapin pAb
Remarques/Alias	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1; CASR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	846
GeneID	846
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-536 du CASR humain (NP_000379.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41180
Poids moléculaire	121kDa
Expédition	Sac de glace