

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cast Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P20810

Numéro d'article: CM0023328

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CAST (calpastatine) humaine pour des applications en Western blot, IHC-P et ELISA. Immunogène recombinant, réactivité validée avec des échantillons humains. Soutient la recherche sur l'inhibition de la calpaïne et les protéines musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAST Rabbit pAb
Remarques/Alias	BS-17 ; PLACK ; CAST
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	831
GeneID	831
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-350 de la CAST humaine (NP_001177371.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20810
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace