


Anticorps Monoclonal Anti-Catalase Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04040

Numéro d'article: CM0002159



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-catalase (P04040) validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'Humain, la Souris, le Rat. Cible la catalase peroxysomale, une enzyme antioxydante dégradant le peroxyde d'hydrogène. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et la croissance cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-catalase
Remarques/Alias	CAT ; catalase ; Catalase
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	847
ID du gène	847
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la catalase humaine (P04040).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04040
Poids moléculaire de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace