


Anticorps Polyclaire Anti-Catalase Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04040

Numéro d'article: CM0017375



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la catalase humaine (CAT), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. L'anticorps est produit chez le lapin et expédié sur glace. Convient pour la recherche sur le stress oxydatif et les peroxysomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Catalase Lapin pAb
Remarques/Alias	CAT; catalase; MGC138422; MGC138424; Catalase
Espèce	Humain
GeneID (humain)	847
GeneID	847
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-225 de la Catalase humaine (NP_001743.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04040
Poids moléculaire	60kDa
Expédition	Sac de glace