


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Catalase Pour Wb Et Elisa - P04040

Numéro d'article: CM0013189



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la catalase (CAT), validé pour la WB et l'ELISA dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Catalase Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAT ; catalase ; MGC138422 ; MGC138424 ; Catalase
Espèce	Humain
GeneID (humain)	847
GeneID	847
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-225 de la catalase humaine (NP_001743.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P04040
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace