

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Caténine Alpha-2 (Ctnna2) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26232

Numéro d'article: CM0014855



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Caténine alpha-2 (CTNNA2) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Reconnaît les acides aminés 167-290. Pour les études d'adhésion et de développement neural.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTNNA2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAPR; CTNR; CAP-R; CT114; CDCBM9; CTNNA2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1496
GeneID	1496
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 167-290 de CTNNA2 humain (NP_001269526.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26232
Poids moléculaire protéique	105 kDa
Expédition	Sac de glace