


Anticorps Monoclonal Anti-Cathepsine B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07858

Numéro d'article: CM0004883



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la cathepsine B humaine (CTSB, APPS), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la protéase à thiol d'environ 38 kDa impliquée dans le turnover protéique, l'invasion tumorale et la dégradation lysosomiale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-cathepsine B de lapin
Remarques / Alias	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Cathepsin B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1508
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 8-339 de la cathepsine B humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07858
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace