


Anticorps Polyclonal Anti-Cathépsine B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07858

Numéro d'article: CM0012877



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la cathépsine B humaine, adapté à la WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la biologie des protéases et les métastases cancéreuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-cathépsine B
Remarques/Alias	KWE ; APPS ; CPSB ; RECEUP ; Cathépsine B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1508
GeneID	1508
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-339 de la cathépsine B humaine (NP_001899.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P07858
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace