


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cathepsine B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07858

Numéro d'article: CM0003780



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cathepsine B (P07858) pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la Cathepsine B humaine, une protéase lysosomale liée à l'invasion tumorale et au renouvellement des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin Cathepsine B
Remarques/Alias	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Cathepsine B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1508
GeneID	1508
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-156 de la Cathepsine B humaine (P07858).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P07858
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace