


Anticorps Polyclonal Anti-Cathepsine D Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07339

Numéro d'article: CM0013394



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la cathepsine D humaine (CTSD, CPSD). Validé pour WB, IHC-P, ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la protéolyse lysosomale, la maladie d'Alzheimer et le cancer du sein.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cathepsin D Rabbit pAb
Remarques/Alias	CPSD, CLN10, HEL-S-130P, Cathepsine D
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	1509
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-249 de la cathepsine D humaine (NP_001900.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07339
Poids protéique	45 kDa
Expédition	Sac isotherme