


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cathépsine D Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07339

Numéro d'article: CM0002899



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la cathépsine D humaine (P07339), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la cathépsine D humaine et murine, une aspartyl protéase lysosomale impliquée dans le cancer du sein et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Cathépsine D
Remarques/Alias	CPSD ; CLN10 ; HEL-S-130P ; Cathépsine D
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1509
Identifiant du gène	1509
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P07339
Poids protéique	45 kDa
Expédition	Sac de glace