


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre La Cathepsine D Pour Wb, Elisa - P07339

Numéro d'article: CM0015747



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la cathepsine D humaine, adapté pour WB et ELISA. Détecte la cathepsine D humaine et murine. Pertinent pour la recherche sur la dégradation des protéines, la maladie d'Alzheimer et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Cathepsin D Rabbit pAb
Remarques / Alias	CPSD; CLN10; HEL-S-130P; Cathepsine D
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1509
GeneID	1509
Immunogène	Protéine recombinante - Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 65-412 de la cathepsine D humaine (NP_001900.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P07339
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace