


Anticorps Monoclonal Anti-Cathépsine E (Ctse) Pour Wb, Elisa - P14091

Numéro d'article: CM0006663



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la Cathépsine E (CTSE) humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la fonction immunitaire et la présentation de l'antigène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Cathépsine E (CTSE)
Remarques/Alias	CATE ; Cathépsine E (CTSE)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1510
Identifiant du gène	1510
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 132-244 de la Cathépsine E (CTSE) humaine (NP_001901.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14091
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace