


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cathépsine E (Ctse) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P14091

Numéro d'article: CM0025433



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Cathépsine E (CTSE) validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la fonction immunitaire, le traitement des antigènes et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Cathépsine E (CTSE)
Remarques/Alias	CATE ; Cathépsine E (CTSE)
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	1510
Identifiant du Gène	1510
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 132-244 de la Cathépsine E humaine (CTSE) (P14091)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14091
Poids Moléculaire de la Protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace